

PLEXO^V

 ORODEKA[®]



Plex P0

DK90021800100	17 mm	015/08	6x
---------------	-------	--------	----

Plex P1

DK90021800101	21 mm	015/03	6x
DK90021800101	25 mm	015/03	6x
DK90021800101	21 mm	015/03	4x

Plex V1

DK90021800102	21 mm	020/04	6x
DK90021800102	25 mm	020/04	6x
DK90021800102	21 mm	020/04	4x

Plex V2

DK90021800103	21 mm	025/06	6x
DK90021800103	25 mm	025/06	6x
DK90021800103	21 mm	025/06	4x

Plex V V8

DK90021800104	21 mm	035/04	6x
DK90021800104	25 mm	035/04	6x
DK90021800104	21 mm	035/04	4x

Plex V B1

DK90021800106	21 mm	020/05	6x
DK90021800106	25 mm	020/05	6x
DK90021800106	21 mm	020/05	4x

Plex V B2

DK90021800107	21 mm	030/06	6x
DK90021800107	25 mm	030/06	6x
DK90021800107	21 mm	030/06	4x

Plex V P0-V3

DK90021800105	ASS	21 mm	P0 P1 P1 V1
DK90021800105	ASS	25 mm	V2 V3
DK90021800105	ASS	21 mm	P0 P1 P1 V1



TIPO	Open PO	Path Files P1	Finishing X1 X2 X3		
CONICIDAD	08	03	04	06	04
DIAMETRO	Φ15	Φ15	Φ20	Φ25	Φ35
LONGITUD	19mm	21mm/25mm			
TORQUE	3.5N.cm	2.5N.cm	3.5N.cm		
VELOCIDAD	400RPM				




**EXCLUSIVA E INNOVADORA LIMA
ROTATORIA DE ORODEKA**

**LAS LIMAS DE PREPARACIÓN REDUCEN
EL GLIDE PATH EN 50%**

**SECCIÓN TRIANGULAR CONVEXA
MODIFICADA**

**ALTA RESISTENCIA A LA FATIGGA
CÍCLICA Y A LA TORSIÓN**

**INCREMENTA LA EFECTIVIDAD DE LA
INSTRUMENTACION RESPETANDO EL
CONDUCTO ORIGINAL.**



**PUNTA
INACTIVA**

**REMOCIÓN DE BARRILLO
DENTINARIO MUY EFECTIVA.**




MATERIAL CON MEMORIA ELASTICA


**REGENERADAS AL PASAR POR
AUTOCLAVE**



Secuencia



Test Resistencia





SOLUTIONS

www.mkbsolutions.es

91 810 66 98 Email. info@mkbsolutions.es

www.orodeka.com